



MD

STERILE EO



Sunmatic The Safety Company AB

Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sweden
+46 31 799 16 00 | info@housegard.com
www.housegard.com



Contains CE-approved
medical products.

RFX+CARE®



RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd.
No. 599 Wuxie Road Yuecheng District Shaoxing,
Zhejiang, China 312000



EU REP
RFX+CARE International A/S
Gammel Strandvej 22B, 2990 Nivå, Denmark

STERILE WOUND DRESSING LARGE x1 17 x 17 cm

Intended use: Bandage with compress for protecting a clean and dry wound.

Instructions of use: Clean and dry the wound and the skin around the wound. Apply the compress on the wound and wrap the bandage around. Finish by tying the two ends together.

Warning: Replace the dressing on a daily basis, or more often if necessary. Single use only. Check the integrity of the individual sachet before use. Store in a cool, dry place. Use before the expiry date on the individual sachet. Must not get wet.

ELASTIC GAUZE BANDAGE x1 8 cm x 3 m

Intended use: To hold compresses or other medical dressings in place.

Instruction for use: Wrap the bandage around the area where compress/dressing is placed. Do not apply excessive pressure. Place the end under the lower layers or use a safety pin.

Warning: Never apply the bandage directly onto injured skin. Avoid pressing too hard. In case of discomfort, release the bandage to reduce the pressure. Store in a cool, dry place.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

STERILT SÄRFÖRBAND x1 17 x 17 cm

Avsett ändamål: Förband med kompress för att skydda ett rent och torrt sår.

Bruksanvisning: Rengör och torka såret och huden runt såret. Lägg kompressen över såret och linda förbandet runt det. Fäst genom att knyta ihop de båda ändarna.

Varning: Byt förbandet dagligen eller oftare vid behov. Endast för engångsbruk. Kontrollera att varje enskild påse är hel före användning. Förvaras torrt och svalt. Används före den enskilda påsens utgångsdatum. Produkten får inte bli våt.

ELASTISK GASBINDA x1 8 cm x 3 m

Avsett ändamål: Att hålla kompresser eller andra medicinska förband på plats.

Bruksanvisning: Linda förbandet runt området med kompress eller annat särskydd utan att applicera ett för stort tryck. Placera änden under de innersta lagren eller använd en säkerhetsnål.

Varning: Placera aldrig förbandet direkt på skadad hud. Undvik att trycka för hårt. Lossa förbandet vid obehag för att minska trycket. Förvaras torrt och svalt.

Allvarligt tillbud som har inträffat i samband med användning av enheten ska rapporteras till tillverkaren och den kompetenta myndigheten i medlemsstaten där användaren och/eller patienten är etablerad.

STERIL FORBINDING FOR SÅR x1

17 x 17 cm

Tiltenkt bruk: Bandasje med kompress for beskyttelse av et rent og tørt sår.

Bruksanvisning: Rens og tørk såret og huden rundt såret. Legg kompressen på såret, og legg på bandasjen. Avslutt ved å knytte de to endene sammen.

Advarsel: Skift forbindingen daglig, eller oftere ved behov. Kun til engangsbruk. Kontroller at posen ikke er skadet. Oppbevares på et kjølig og tørt sted. Brukes innen utløpsdatoen på posen. Må ikke bli våt.

ELASTISK GASBIND x1

8 cm x 3 m

Tiltenkt bruk: Å holde kompresser eller andre medisinske forbindinger på plass.

Bruksanvisning: Bandasjen surres rundt området der kompressen/forbindingen er plassert. Ikke påfør unødig trykk. Brett enden av bandasjen inn under de underliggende lagene, eller bruk en sikkerhetsnål.

Advarsel: Legg aldri bandasjen direkte på skadet hud. Unngå å surre bandasjen for stramt. Løsne bandasjen hvis det føles ubehagelig. Oppbevares på et kjølig og tørt sted.

Allvarlig tillbud som har inträffat i samband med användning av enheten ska rapporteras till tillverkaren och den kompetenta myndigheten i medlemsstaten där användaren och/eller patienten är etablerad.

STERIL SÅRFORBINDING x1

17 x 17 cm

Tilslaget brug: Forbinding med beskyttende kompres, der holder såret rent og tørt.

Brugsanvisning: Vask og aftør såret og såromgivelserne. Læg kompresset på såret, og anlæg forbindingen. Afslut ved at binde de to ender sammen.

Advarsel: Forbindingen skal skiftes dagligt eller oftere, hvis nødvendigt. Kun til engangsbrug. Kontroller før brug, at den enkelte indpakning er intakt. Opbevares tørt og køligt. Anvendes inden udløbsdatoen for hver enkelt pose. Må ikke blive våd.

ELASTISK GAZE BANDAGE x1

8 cm x 3 m

Tilslaget brug: Holder kompres og andre medicinske forbindinger på plads.

Brugsanvisning: Anlæg bandagen rundt om det område, hvor kompresset/forbindingen er placeret. Bandagen må ikke stramme for meget. Før enden ind under de nedre lag, eller brug en sikkerhedsnål.

Advarsel: Bandagen må aldrig anlægges direkte på beskadiget hud. Undgå at bandagen strammer for meget. Ved ubehag skal bandagen løsnes for at mindske trykket. Opbevares tørt og køligt.

Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med brugen skal indberettes til fabrikanten og de relevante myndigheder i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosat.

STERIILI HAAVASIDE x1

17 x 17 cm

Käyttötarkoitus: Kompressin sisältävä side. Suojaa puhdasta ja kuivaa haavaa.

Käyttöohjeet: Puhdista ja kuivaa haava ja sitä ympäröivä iho. Laita kompressi haavan päälle ja kiedo side ympärille. Sido päät yhteen.

Varoitus: Vaihda side päivittäin tai tarvittaessa useammin. Vain kertakäyttöön. Tarkista ennen käyttöä, että pakkaus on ehjä. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Käytä ennen yksittäispakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää. Ei saa kastua.

JOUSTAVA SIDEHARSOSIDE x1

8 cm x 3 m

Käyttötarkoitus: Pitää kompressit ja muut sidokset paikoillaan.

Käyttöohjeet: Kääri side kompressin/muun sidoksen kiinnityskohdan ympärille. Älä kiristä liikaa. Kiinnitä pää siteen alempien kerrosten alle tai käytä hakaneulaa.

Varoitus: Älä koskaan laita sidettä suoraan loukkaantuneelle iholle. Vältä painamasta kovaa. Jos side tuntuu epämukavalta, vähennä painetta löysäämällä sidettä. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle sekä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.