



MD

STERILE R

**Sunmatic The Safety Company AB**

Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sweden
+46 31 799 16 00 | info@housegard.com
www.housegard.com



Contains CE-approved
medical products.

RFX+CARE®

RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd.
No. 599 Wuxie Road Yuecheng District Shaoxing,
Zhejiang, China 312000



EU REP

RFX+Care International A/S
Gammel Strandvej 22B, 2990 Nivå, Denmark

WOUND CLEANSING WIPES x20*18 x 12,5 cm*

Intended use: For cleaning the skin and minor wounds and abrasions. Can also be used for cleaning hands before treating an injury. They contain a mild and natural salt solution, but are not antibacterial.

Instruction for use: Clean the wound from the centre outwards to avoid getting bacteria into the wound. Throw the swab away after use.

Warning: External use only. Single use only. Never use if the package is damaged. Check the integrity of the individual sachet before use. In case of repeated discomfort, ask your doctor for advice. If swallowed, contact a doctor immediately and show the packaging. Use before the expiry date on the sachet. Store in a cool, dry place. After use, do not dispose of the compress in the environment.

Note! Instead of wipes you can use soap and water or an antibacterial solution. Soap and water are recommended.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

RENGÖRINGSSERVETTER x20*18 x 12,5 cm*

Avsedd användning: För rengöring av hud och mindre sår och skavsår. Kan även användas för handrengöring före sårbehandling. Innehåller en mild och naturlig saltlösning, men är inte antibakteriella.

Användningsinstruktioner: Rengör såret från mitten och utåt för att undvika att återföra bakterier till såret. Kassera efter användning.

Varning: Endast för utvärtes bruk. Endast för engångsbruk. Använd inte om förpackningen är skadad. Kontrollera att förpackningen är hel före användning. Vid återkommande obehag, rådfråga din läkare. Om produkten sväls, kontakta omedelbart en läkare och visa förpackningen. Använd före utgångsdatumet på förpackningen. Förvaras svalt och torrt. Får inte kastas i naturen efter användning.

Obs! Du kan även använda tvål och vatten eller en antibakteriell lösning. Tvål och vatten rekommenderas.

Varje allvarlig händelse som inträffar med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användaren och/eller patienten befinner sig.

RENSESERVIETTER x20*18 x 12,5 cm*

Tiltenkt bruk: For å rengjøre huden, mindre sår og skrubbsår. Kan også brukes for å rengjøre hender før behandling av en skade. De inneholder en mild og naturlig saltoppløsning, men er ikke antibakterielle.

Instruksjoner for bruk: Rens såret fra midten og ut for å unngå at bakterier kommer inn i såret. Kast servietten etter bruk.

Advarsel: Kun for utvortes bruk. Kun for engangsbruk. Bruk ikke om pakningen er skadet. Sørg for at pakken ikke har blitt åpnet før bruk. Om ubehageligheter oppstår over lenger tid, konsulter med lege. Om svelges ved uhell, kontakt en lege øyeblikkelig og vis pakningen. Bruk før utløpsdato på pakningen. Lagre på et tørt, kjølig sted. Etter bruk, kast ikke kompresset i naturen.

Merk! I stedet for våtservietter kan du bruke såpe og vann eller en antibakteriell oppløsning.

Alle alvorlige hendelser som inntreffer i forbindelse med utstyret skal rapporteres til produsenten og relevante instanser i landet hvor brukeren og/eller pasienten oppholder seg.

SÅRRENSESERVIETTER x20*18 x 12,5 cm*

Anvendelse: Til rensning af huden og mindre sår og afskrabninger. Kan også anvendes til håndrens inden behandling af en skade. Indeholder en mild, naturlig saltoppløsning, men er ikke anti-bakteriel.

Brugsanvisning: Rens såret fra midten og udad for at undgå bakterier i såret. Kasser servietten efter brug.

Advarsel: Kun beregnet til eksternt brug. Kun beregnet til engangsbrug. Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Kontroller at hver enkelte pose er hel inden brug. I tilfælde af tilbagevendende ubehag skal du rådføre dig med din læge. Ved indtagelse søges omgående lægehjælp og emballagen fremvises. Anvendes inden udløbsdatoen på posen. Opbevares køligt og tørt. Efter brugen må kompresset ikke bortskaffes i miljøet. Bemærk! I stedet for servietter kan der anvendes sæbe og vand eller en antibakteriel opløsning.

Enhver alvorlig hændelse, der forekommer i forbindelse med anvendelsen skal rapporteres til producenten og relevant kontrollerende myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og / eller patienten er etableret.

PUHDISTUSPYYHE x20*18 x 12,5 cm*

Käyttötarkoitus: Pienten haava ja hiertymäalueiden ihonpuhdistukseen. Myös käsien puhdistukseen ennen vamman käsittelyä. Sisältävät mietoa ja luonnonmukaista suolaliuosta, mutta eivät ole antibakteerisia.

Käyttöohjeet: Puhdista haava keskeltä ulospäin, jotta bakteereita ei pääse haavaan. Hävitä tuppo käytön jälkeen.

Varoitus: Vain ulkoiseen käyttöön. Vain kertakäyttöinen. Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. Tarkista ennen käyttöä, että pakkaus on ehjä. Jos tunnet olosi toistuvasti epä mukavaksi, käänny lääkärin puoleen. Jos nielet sen, ota yhteys lääkäriin välittömästi ja näytä hänelle pakkaus. Käytä ennen pakkauksessa olevaa merkintää. Säilytys viileässä, kuivassa paikassa. Älä heitä tuppoa luontoon.

Huomaa! Tuppojen sijaan voit käyttää saippuaa ja vettä tai antibakteerista liuosta. Saippuaa ja vettä suositellaan.

Tuotteeseen liittyvä vakava onnettomuus tulee ilmoittaa valmistajalle sekä vastavaalle viranomaiselle maassa, jossa käyttäjä ja/tai potilas on.